

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		<i>Date de mise à jour : 1/11/2018</i>
1.1	Nom : CARDINAL HEALTH France 506	
1.2	Adresse complète : CARDINAL HEALTH France 506 43, rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les Moulineaux	Tel : 09 70 26 16 33 Fax : 09 70 26 16 20
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Armelle Guillaumie	Tel : 09 70 26 16 14 Fax : 09 70 14 16 20 Email : materiovigilance@cardinalhealth.com

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	Dénomination commune : selon la nomenclature d'Europharmat®
2.2	Dénomination commerciale : Electrodes de défibrillation
2.3	Code nomenclature : GMDN
2.4	Code LPPR*: non applicable * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1
2.5	Code CLADIMED : C50F Classe du DM : I non stérile Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° VII Numéro de l'organisme notifié : N/A (annexe VII) Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2003 Fabricant du DM : COVIDIEN LLC Certification TUV Product Service

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) :



Electrodes de défibrillation pré câblées Meditrac Cadence et Meditrac



Electrodes de défibrillation pré câblées version pré connectée
(seul le câble est hors du sachet)

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

REFERENCES :

22550A	CADENCE DEF EL QUIK-COMBO ADT 2'SX10
22550P	PAED CADENCE DEF EL QUIK-COMBO 2'SX5
22550R	CADENCE DEF EL QUIK-COMBO RTS 2'SX10
22660R	CADENCE DEF EL HEARTSTREAM RTS2'SX10
22660P	CADENCE DEF EL PED PHILIPS Heart Start double barillet connecteur X5
22661P	PAED CADENCE DEF EL PHILIPS RTS2'SX5
22661R	CADENCE DEF EL PHILIPS RTS 2'S X10
22770P	CADENCE DEF EL PAED PADZ 2'S X5
22770R	CADENCE DEF EL PRO PADZ 2'S X10
22550PC	CADENCE PRE CONNECT MEDTRONIC X10
22661PC	CADENCE PRE CONNECT PHILIPS X10
22770PC	CADENCE PRE CONNECT ZOLL X10
22660PC	CADENCE PRE CONNECT PHILIPS Heart Start double barillet connecteur X10

- Code couleur pour les emballages en fonction de la marque de défibrillateur



Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) :

Qté	Par 5 ou 10
-----	-------------

CDT (Multiple de l'UCD) :

Qté	Par 5 ou 10
-----	-------------

QML (Quantité minimale de livraison) :

Qté	Par 5 ou 10
-----	-------------

Chaque sachet contient 1 paire

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

2.7 Référence Catalogue : cf références ci dessus

22550A	CADENCE DEF EL QUIK-COMBO ADT 2'SX10 (longueur câble 71cm)	Taille adulte
22550P	PAED CADENCE DEF EL QUIK-COMBO 2'SX5 (longueur câble 117cm)	Taille pédiatrique
22550R	CADENCE DEF EL QUIK-COMBO RTS 2'SX10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte
22660R	CADENCE DEF EL HEARTSTREAM RTS2'SX10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte
22660P	CADENCE DEF EL PED PHILIPS Heart Start double barillet connecteur X5	Taille pédiatrique
22661P	PAED CADENCE DEF EL PHILIPS RTS2'SX5 (longueur câble 117cm)	Taille pédiatrique
22661R	CADENCE DEF EL PHILIPS RTS 2'S X10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte
22770P	CADENCE DEF EL PAED PADZ 2'S X5 (longueur câble 117cm)	Taille pédiatrique
22770R	CADENCE DEF EL PRO PADZ 2'S X10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte
22550PC	CADENCE PRE CONNECT MEDTRONIC X10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte pré connectée
22661PC	CADENCE PRE CONNECT PHILIPS X10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte pré connectée
22770PC	CADENCE PRE CONNECT ZOLL X10 (longueur câble 117cm)	Taille adulte pré connectée
22660PC	CADENCE PRE CONNECT PHILIPS Heart Start double barillet connecteur X10	Taille adulte pré connectée

Les tailles adultes peuvent être utilisées sur des enfants.

Les tailles pédiatriques n'ont pas de réducteur d'intensité intégré, il est nécessaire d'utiliser les fonctions du défibrillateur elles-mêmes pour réduire l'intensité.

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

- Disque de gel conducteur AG/AgCl avec technologie Gradient
- Support mousse
- Câbles radio transparents avec connectique adaptée à la marque du défibrillateur

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Absence de phtalates (DHP)
- ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment)

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Défibrillation

Indications (selon liste Europharmat) : Défibrillation

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »

3. Procédé de stérilisation :

DM stérile : non

Mode de stérilisation du dispositif : NA

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu.

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation & de stockage : conditions normales

Précautions particulières : ne pas stocker en pleine chaleur, ni dans un endroit humide

Durée de la validité du produit : **2 ans**

Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.

5. Sécurité d'utilisation

5.1

Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information.

Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radiodétectabilité ? NA











Compatibilité

22550A	Peut remplacer l'électrode Physio Control Quick Combo™ réf 11996-000091
22550P	Peut remplacer l'électrode Physio Control Pediatric Quick Combo™ 11996-000093
22550R	Peut remplacer l'électrode Physio Control Quick Combo™ RTS 11996-000090
22660R	Peut remplacer l'électrode Philips™ M3713A, M3716A, M3718A, DP2, DP6
22660P	Peut remplacer l'électrode Philips™ M3717A, M3719A
22661P	Peut remplacer l'électrode (HP) Philips™ Pediatric M3703A, M3504A
22661R	Peut remplacer l'électrode (HP) Philips™ Pediatric M3701A, M3502A

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

	22770P	Peut remplacer l'électrode Zoll Pedi-Padz™ 8900-2065, 8900-3000-01
	22770R	Peut remplacer l'électrode Zoll Pro-Padz™ 8900-2100-1, 8900-4005, 8900-2055
	22550PC	Peut remplacer l'électrode Physio Control Redi-Pak™ 1996-000017
	22661PC	Peut remplacer l'électrode Philips™ (HP) barrel connector M3501A, M3502A
	22770PC	Peut remplacer l'électrode Zoll Stat-Padz™ 8900-4003
	22660PC	Peut remplacer l'électrode Philips™ 989803166021
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) :NA	

6. Conseils d'utilisation		
6.1	<p>Mode d'emploi : contenu dans chaque unité Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s'il y a lieu).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prep</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Adhere</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Connect</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figure A Anterior-Lateral Placement</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figure B Anterior-Posterior Placement</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Prep</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Adhere</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Connect</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figure A Anterior-Lateral Placement</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figure B Anterior-Posterior Placement</p> </div> </div>	
6.2	<p>Indications : (destination marquage CE)</p> <p>Les électrodes de défibrillations sont utilisées pour monitoring, stimulation cardiaque externe et défibrillation.</p>	
6.3	<p>Précautions d'emploi : Les électrodes pédiatriques identifiées par un code en P (22770P - 22550P et 22661P) doivent être utilisées avec des défibrillateurs manuels ou en mode de défibrillation manuelle. Ne pas utiliser avec un DAE (défibrillateur automatique externe) - Ne pas excéder 100J pendant la défibrillation.</p>	

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

Durée de stimulation maximale recommandée pour les électrodes Medi-Trace Cadence (en heures)

Utilisation des stimulateurs cardiaques Physio-Control, Inc. (largeur d'impulsion de 20 ms)

Amplitude d'impulsion (mA)

Taux de stimulation (ppm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	24	24	24	24	23	20	18	16	15	13	12	11	11	10	9	9	8	8
40	24	24	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	8	7	7	6	6
50	24	24	19	16	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	5
60	24	20	16	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4
70	23	17	14	11	10	9	8	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3
80	20	15	12	10	9	8	7	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3
90	18	13	11	9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3
100	16	12	10	8	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
110	15	11	9	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2
120	13	10	8	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2
130	12	9	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
140	11	9	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
150	11	8	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
160	10	8	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
170	9	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
180	9	7	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Utilisation des stimulateurs cardiaques Zoll Medical Corporation, Hewlett-Packard Company,
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. ou Koninklijke Philips Electronics N.V.
(largeur d'impulsion de 40 ms)

Amplitude d'impulsion (mA)

Taux de stimulation (ppm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	24	20	16	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4
40	20	15	12	10	9	8	7	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
50	16	12	10	8	7	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
60	13	10	8	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2
70	11	9	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
80	10	8	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
90	9	7	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
100	8	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
110	7	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
120	7	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
130	6	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
140	6	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.4 Contre- Indications :

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)

7. Informations complémentaires sur le produit

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :


Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE


8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

Etiquetage et étiquette de traçabilité



FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE



Instructions:

- Clean and dry skin sites. Note: Do not use alcohol or tincture of benzoin.
- Remove electrodes from package. Separate lead wires.
- Remove the electrode protective liner.
- Position electrodes as pictured in Figure A or Figure B. Maintain at least 1 inch (2.5 cm) separation between electrode edges. Do not place on broken skin, if possible. Figure A and Figure B are guidelines for positioning electrodes and are not intended to replace clinical preferences.
- Smooth the electrode from the center outward to the edges with fingertips to ensure that there are no air pockets between the gel and the patient's skin.
- Electrodes are not repositionable. Replace with new electrodes if repositioning is required. This will ensure optimal adhesion and minimize potential patient skin burns.
- Connect the electrodes to the defibrillator.
- Follow the defibrillator instructions.
- Replace the electrode pads after 24 hours on skin, 25 defibrillation shocks, or 1 hour of pacing. Replace electrodes sooner if irritation or burns occur.
- Remove electrode by slowly peeling pad from the patient's skin. Discard used electrodes.

Warnings:

- Place electrodes according to defibrillator manufacturer's operating instructions.
- Use only with manual defibrillators or in manual defibrillation mode. Not for use with Automatic External Defibrillators (AED).
- Do not exceed 100 J while defibrillating. Use local protocol or American Heart Association guidelines to select appropriate defibrillation energy level corresponding to patient's body weight.
- Continuous pacing may cause skin irritation or burns. Inspect skin underlying the electrodes frequently after 30 minutes of continuous pacing and replace electrodes if skin irritation or burns occur. Replace electrodes after cessation of pacing.
- Do not discharge hand-held paddles through these electrodes.
- Do not use if electrode or pouch is damaged.
- Do not open package until immediately prior to use.

Important:

- Operator should be thoroughly familiar with electrode operating instructions prior to use.
- Use separate ECG electrodes when performing noninvasive pacing.
- Do not crush, fold, or store under heavy objects.
- Please contact your Covidien representative for specific model details.

Monophasic or Biphasic defibrillation/Cardioversion/Pacing/ECG Electrode
 Electrode de défibrillation//cardioversion/stimulation/ECG monophasée ou biphasée
 Einphasige oder zweiphasige Defibrillations-/Kardioversion/Schrittmacher-/EKG-Elektrode
 Electrodo per defibrillazione/cardioversione/stimolazione/ECG monofase o bifase
 Desfibrilación monofásica o bifásica/Cardioversión/Estimulación/ECG Electrodo
 Monofasisk eller bifasisk defibrillerings-/elkonvertering/pacing/EKG-elektrod
 Eenfasige of tweefasige defibrillatie-/cardioversie/pacing/ecg-elektrode
 Electrodo de Desfibrilção/cardioversão/Estimulação/ECG Monofásico ou Bifásico
 Yksivaiheinen tai kaksivaiheinen defibrillaatio-/Kardioversio/tahdistus-/EKG-elektrodi
 Elektrode til mono- eller bifasisk defibrillering/Kardioversion/pacing/EKG
 Μονοφασικό ή διφασικό ηλεκτρόδιο απινιδίωσης/καρδιονάταξη/βηματοδότησης/
 ηλεκτροκαρδιογραφικό ηλεκτρόδιο

Can be used in place of Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Pediatric electrodes M3717A and M3719A
 Peuvent être utilisées à la place des électrodes pour enfant
 Koninklijke Philips Electronics N.V. M3717A et M3719A
 Kompatibel zu Elektroden für Kinder von Koninklijke Philips
 Electronics N.V., M3717A und M3719A
 Possono essere utilizzati al posto degli elettrodi M3717A e
 M3719A per pediatria Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Pueden utilizarse en lugar de los electrodos pediátricos
 M3717A y M3719A de Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Kan användas i stället för pediatrika elektroder med nummer
 M3717A och M3719A från Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Kunnen worden gebruikt in plaats van Koninklijke Philips
 Electronics N.V. elektroden voor kinderen M3717A en M3719A
 Podem ser utilizados em vez de electrodos pediátricos M3717A
 e M3719A da Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Voidaan käyttää Koninklijke Philips Electronics N.V:n
 pediatristen M3717A- ja M3719A-elektrodien sijaan.
 Kan anvendes i stedet for Koninklijke Philips Electronics N.V.
 pædiatriske elektroder M3717A og M3719A
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των παιδιατρικών
 ηλεκτροδίων M3717A και M3719A της Koninklijke Philips
 Electronics N.V.

LOT 206969
 use by 2014-04
 00228 CH42Z100286



U.S. Patents 5,571,165; 5,733,324; 5,824,033; 6,600,957.
 © 2012 Covidien. Made in USA.
 Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.
 Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.



FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE

 COVIDIEN™

REF 22660R

Medi-Trace™ Cadence

Adult Multi-Function Defibrillation Electrodes

Radiotransparent
Électrodes de défibrillation
multifonctions pour adulte
Radiotransparentes



Multifunktionale Defibrillationselektroden für Erwachsene, strahlendurchlässig
Elettrodi multifunzione per defibrillazione per adulti, radiotrasparenti
Electrodos de desfibrilación multifunción para adultos, radiotransparentes
Multifunktionselektroder för defibrillering för vuxna, röntgentransparent
Multifunctionele defibrillatie-elektroden voor volwassenen, radiotransparent
Elettrodos para Desfibrilação Multi-Função para Adultos, radiotransparente
Aikuisten monitoimidefibrillaatioelektrodit, röntgennegatiivinen
Multifunktionselektroder til defibrillering af voksne, røntgentransparent
Ηλεκτρόδια απεικόνισης ενήλικων πολλαπλών λειτουργιών, ακτινοδιαφανή
Multifunkční defibrilační elektrody pro dospělé, rentgenpropustné
Felnőtt betegekhez szolgáló többfunkciós defibrillációs elektródák, sugáráteresztő
Многофункциональные дефибрилляционные электроды для взрослых, рентгенопрозрачные



> 22 lbs (10 kg)

Can be used in place of Koninklijke Philips Electronics N.V.
M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6 electrodes

2




> 22 lbs (10 kg)

Can be used in place of Koninklijke Philips Electronics N.V.
M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6 electrodes

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODES DE DEFIBRILLATION RADIO

TRANSPARENTES CADENCE MEDITRACE



Prep

Adhere

Connect

Figure A
Anterior-Lateral Placement

Figure B
Anterior-Posterior Placement

Instructions:

1. Remove excessive hair.
2. Clean and dry skin sites.
Note: do not use alcohol or tincture of benzoin.
3. Remove electrodes from package. Separate leadwires.
4. Remove the electrodes' protective liner.
5. Position electrodes as pictured in Figure A or Figure B. Do not place on broken skin, if possible. Figure A and Figure B are guidelines for positioning electrodes and are not intended to replace clinical preferences.
6. Smooth the electrode from the center outward to the edges with fingertips to ensure that there are no air pockets between the gel and the patient's skin.
7. Electrodes are not repositionable. Replace with new electrodes if repositioning is required.
This will ensure optimal adhesion and minimize potential patient skin burns.
8. Connect the electrodes to the defibrillator or multi-function cable.
9. Follow the defibrillator instructions.
10. Replace the electrode pads after 24 hours on skin or 50 defibrillation shocks. See Instructions for Use to determine recommended pacing time. (Note: Maximum pacing duration is dependent upon pacing rate, current, and pacer waveform.)
11. Remove electrode by slowly peeling pad from the patient's skin. Discard used electrodes.

Warnings:

- Place electrodes according to defibrillator manufacturer's operating instructions.
- Do not discharge hand-held paddles through these electrodes.
- Do not use if electrode or pouch is damaged.
- Do not open package until immediately prior to use.
- Important: Replace the electrode pads after 24 hours on skin or 50 defibrillation shocks. See Instructions for Use to determine recommended pacing time. (Note: Maximum pacing duration is dependent upon pacing rate, current, and pacer waveform.)

Important:

- Operator should be thoroughly familiar with electrode operating instructions prior to use.
- This product is designed for patients >10 kg (22 lbs).
- Use separate ECG electrodes when performing noninvasive pacing.
- Do not crush, fold, or store under heavy objects.
- This product is not sterile.

Can be used in place of Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6 electrodes
 Peut être utilisées à la place des électrodes Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2 et DP6
 Kompatibel zu Elektroden von Koninklijke Philips Electronics N.V., M3713A, M3716A, M3718A, DP2 und DP6
 Possono essere utilizzati al posto degli elettrodi M3713A, M3716A, M3718A, DP2 e DP6 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Pueden utilizarse en lugar de los electrodos M3713A, M3716A, M3718A, DP2 y DP6 de Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Kan användas istället för elektroder från Koninklijke Philips Electronics N.V. med nummer M3713A, M3716A, M3718A, DP2 och DP6
 Kunnen worden gebruikt in plaats van Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6 elektroden
 Podem ser utilizados em vez de electrodos M3713A, M3716A, M3718A, DP2 e DP6 da Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Voidaan käyttää Koninklijke Philips Electronics N.V:n elektrodien M3713A, M3716A, M3718A, DP2 ja DP6 sijaan
 Kan användes i stället för Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2- og DP6-elektroder
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των ηλεκτροδίων M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6 της Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Lze je použít místo elektrod společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2 & DP6
 A Koninklijke Philips Electronics N.V. M3713A, M3716A, M3718A, DP2 és DP6 típusú elektrodái helyett használhatók
 Можно использовать вместо электродов производства компании Koninklijke Philips Electronics N.V. (номер по каталогу M3713A, M3716A, M3718A, DP2 и DP6).

LOT 301841 X

2015-01

01864



U.S. Patents 5,571,165; 5,733,324; 5,824,033; 6,600,957.

© 2012 Covidien. Made in USA.

Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.

Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.

CH42P62662



(01)20884527022349

✓ Notice d'utilisation