




GAMME GÉNÉRIQUE DE CATHÉTERS






GAMME GÉNÉRIQUE
DE CATHÉTERS


NOS CATHÉTERS NEOTEC

SÉCURITÉ	AILETTES	SITE D'INJECTION	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
NON SÉCURISÉS	✗	✗	NEOTEC 1	HNMFU1xxxx
SÉCURISÉS	✗	✗	REAL SAFETY	NMSPTUxxxx
	✓	✗	TRUE SAFE 1	NMSTU1xxxx
		✗	TRUE SAFE W	NMSTU3xxxx
		✓	TRUE SAFE 2	NMSTU2xxxx




NEOTEC 1

HNMFU1xxxx




REAL SAFETY

NMSPTUxxxx




TRUE SAFE 1

NMSTU1xxxx



TRUE SAFE W

NMSTU3xxxx



TRUE SAFE 2

NMSTU2xxxx

NON SÉCURISÉ

SANS AILETTES

SANS SITE INJ.

CATHÉTERS NON SÉCURISÉS SANS SITE

NEOTEC 1

AIGUILLE

- En acier inoxydable
- **Ponction douce et indolore** : biseau à 3 facettes ultra-mince, ultra-pointue

CATHÉTER

- En PUR
- Biocompatible et **résistant** au pliage
- **Ponction veineuse facile et minimum de traumatisme** : surfaces extrêmement lisses


CHAMBRE DE FLASHBACK

- **Complètement transparente** : visualisation meilleure et rapide du retour veineux

DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE RECOMMANDÉE

- 96 heures

HNMFU1xxxx



NEOTEC 1

HNMFU1xxxx

NEOTEC 1	GAUGE	LONGUEUR
HNMFU11445	14G	45 MM
HNMFU11645	16G	45 MM
HNMFU11832	18G	32 MM
HNMFU11845	18G	45 MM
HNMFU12032	20G	32 MM
HNMFU12225	22G	25 MM
HNMFU12419	24G	19 MM
HNMFU12619	26G	19 MM



SÉCURISÉ



AVEC AILETTES



AVEC SITE INJ.

CATHÉTERS SÉCURISÉS AVEC SITE

TRUE SAFE 2

AIGUILLE

- Acier inoxydable siliconée
- **Sécurité du soignant** : protège-aiguille avec pointe **entièrement encapsulée**

CATHÉTER


- En PUR
- Biocompatible et **résistant** aux torsions
- **Insertion facile** et **moins douloureuse** : moyeu conique
- **Ponction veineuse facile** et **minimum de traumatisme** : surfaces extrêmement lisses

CHAMBRE DE FLAHSBACK


- **Grand volume** : confirmation visuelle claire et manipulation facile

DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE RECOMMANDÉE

- 96 heures



NMSTU2xxxx



TRUE SAFE 2

NMSTU2xxxx

TRUE SAFE 2	GAUGE	LONGUEUR
NMSTU21432	14G	32 MM
NMSTU21445		45 MM
NMSTU21632	16G	32 MM
NMSTU21645		45 MM
NMSTU21832	18G	32 MM
NMSTU21845		45 MM
NMSTU22025	20G	25 MM
NMSTU22032		32 MM
NMSTU22219	22G	19 MM
NMSTU22225		25 MM
NMSTU22419	24G	19 MM



SÉCURISÉ



SANS AILETTES



SANS SITE INJ.

CATHÉTERS SÉCURISÉS SANS SITE

Partie 1/3

REAL SAFETY

AIGUILLE

- **Sécurité soignant** : enfermement **complet** de l'aiguille dans chambre en plastique sécurisée
- **Ponction douce et indolore** : biseau à 3 facettes **ultra-mince, ultra-pointue**

CATHÉTER

- En **PUR**
- Biocompatible et **résistant** aux torsions

CHAMBRE DE FLAHSBACK


- **Transparente** : visualisation meilleure et rapide du retour veineux

DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE RECOMMANDÉE

- **96 heures**



NMSPTUxxxx



REAL SAFETY

NMSPTUxxxx

REAL SAFETY	GAUGE	LONGUEUR
NMSPTU1445	14G	45 MM
NMSPTU1630	16G	30 MM
NMSPTU1645	16G	45 MM
NMSPTU1830	18G	30 MM
NMSPTU1848	18G	48 MM
NMSPTU2025	20G	25 MM
NMSPTU2030	20G	30 MM
NMSPTU2048	20G	48 MM
NMSPTU2225	22G	25 MM
NMSPTU2414	24G	14 MM
NMSPTU2419	24G	19 MM



SÉCURISÉ



SANS AILETTES



SANS SITE INJ.

CATHÉTERS SÉCURISÉS SANS SITE

Partie 2/3

TRUE SAFE 1

AIGUILLE

- Acier inoxydable siliconée
- **Sécurité du soignant** : protège-aiguille avec pointe **entièrement encapsulée**

CATHÉTER


- En PUR
- Biocompatible et **résistant** aux torsions
- **Insertion facile** et **moins douloureuse** : moyeu conique

CHAMBRE DE FLAHSBACK


- **Grand volume** : confirmation visuelle claire et manipulation facile

DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE RECOMMANDÉE

- 96 heures



NMSTU1xxxx



TRUE SAFE 1

NMSTU1xxxx

TRUE SAFE 1	GAUGE	LONGUEUR
NMSTU11430	14G	30 MM
NMSTU11445	14G	45 MM
NMSTU11630	16G	30 MM
NMSTU11645	16G	45 MM
NMSTU11832	18G	32 MM
NMSTU11845	18G	45 MM
NMSTU12025	20G	25 MM
NMSTU12032	20G	32 MM
NMSTU12219	22G	19 MM
NMSTU12225	22G	25 MM
NMSTU12419	24G	19 MM



SÉCURISÉ



AVEC AILETTES



SANS SITE INJ.

CATHÉTERS SÉCURISÉS SANS SITE

Partie 3/3

TRUE SAFE W

AIGUILLE

- Acier inoxydable siliconée
- **Sécurité soignant** : enfermement **complet** de l'aiguille dans chambre en plastique sécurisée

CATHÉTER

- En PUR
- Biocompatible et **résistant** aux torsions
- **Ponction veineuse facile** et **minimum de traumatisme** : surfaces extrêmement lisses
- **Insertion facile** et **moins douloureuse** : moyeu conique

CHAMBRE DE FLAHSBACK


- **Grand volume** : confirmation visuelle claire et manipulation facile

DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE RECOMMANDÉE

- 96 heures



NMSTU3xxxx



TRUE SAFE W

NMSTU3xxxx

TRUE SAFE W	GAUGE	LONGUEUR
NMSTU31832	18G	32 MM
NMSTU31845	18G	45 MM
NMSTU32025	20G	25 MM
NMSTU32032	20G	32 MM
NMSTU32219	22G	19 MM
NMSTU32225	22G	25 MM
NMSTU32419	24G	19 MM