



RÉFÉRENCE PRODUIT

1041 & 1041-R **Stérile (durée de conservation de 3 ans)**

USAGE PRÉCONISÉ

L'encre au violet de gentiane sert à marquer le site opératoire.

L'encre noire permanente sert à écrire sur des étiquettes, des gobelets et surfaces similaires.

Fourni avec un manchon TIME OUT[®] qui sert de rappel au respect des consignes de la Joint Commission International et de l'Organisation Mondiale de la Santé afin d'éviter l'opération du mauvais patient, au mauvais endroit avec les mauvaises méthodes (Voir la fiche technique du manchon TIME OUT[®]).

Le modèle 1041-R comprend avec une règlette souple.

MARQUAGE CE

Oui

MATÉRIAU

Polyester (PET)
Polypropylène (PP)
Encre au violet de gentiane
Encre noire
Règlette en papier

DIMENSIONS GLOBALES

14 L x 1,5 H cm
Règlette de 14 cm

POIDS

~8 g

TRAÇABILITÉ DU LOT

Oui

RÉUTILISATION

Produit jetable. Usage unique.

NETTOYAGE

Sans objet

MÉTHODE DE STÉRILISATION

Rayons gamma

RESTÉRILISATION

Sans objet

NUMÉRO DE BREVET

- US D538 851
- Marque déposée aux États-Unis n° 2 966 022 (TIME OUT[®])
- Marque déposée en Europe n° 008277469 (TIME OUT[®])
- US D542 415 (TIME OUT SleeveTM)

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Total/carton
1041	25/boîte 4 boîtes/carton	100
1041-R	25/boîte 4 boîtes/carton	100

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00 Fax : +32 (0) 2 528 74 01 Fax du service clientèle : +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-Mail : info@ansell.eu

Ansell SA 21-23 rue du Petit Albi BP 78395 Cergy 95805 Cergy Pontoise Cedex, France

Tél. : +33 (0)1 34 24 52 52 Fax : +33 (0)1 30 30 21 38 ou +33 (0)1 30 73 93 46
commandes@eu.ansell.com



Certificat ISO 9001
numéro FM 40130

