





REF 8888505123



REF 8888501015  
8888501016



REF 1180113050  
Mini



REF 1180502039  
1180501205



REF 8888501007



REF 8888502005

**2.7** Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique

Pour chaque référence préciser :

REFERENCE :

**Conditionnement / emballages**

UCD (Unité de Commande) :

CDT (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison) :

Cf tableau ci-dessous	1 unité
Cf tableau ci-dessous	Le carton de 50 unités Sauf les 2 références suivantes : 1180113050 par 100 unités 1180113001 par 100 unités
Cf tableau ci-dessous	Le carton de 50 unités Sauf les 2 références suivantes : 1180113050 par 100 unités 1180113001 par 100 unités

Réf	Désignation	Modèle	Longueur	Ch	Contrôle digital	Embout		Connection Proximale	Conditionnement
8888504001	Canule d'aspiration	Fine	26 cm	12 ch	Non		Non		50
1180113050	Canule d'aspiration	Mini	16 cm	16 ch	Non				100
1180113001	Canule d'aspiration	Mini	16 cm	16 ch	Non				100
8888501015	Canule d'aspiration	Normale	25 cm	18 ch	Non	Crépine	Bleue		50
1180501205	Canule d'aspiration	Normale	25 cm	18 ch	Non		Non	Embout femelle	50
8888501007	Canule d'aspiration	Normale	25 cm	18 ch	Non				50
8888505115	Canule d'aspiration	Rigide	26 cm	18 ch	Non		Non		50
8888505016	Canule d'aspiration	Rigide	26 cm	18 ch	Non	Crépine	normale		50
1180502039	Canule d'aspiration	Forte	25 cm	22 ch	Non		Non	Embout femelle	50
8888502005	Canule d'aspiration	Forte	25 cm	22 ch	Non		Non		50
1180503003	Canule d'aspiration	Forte	25 cm	30 ch	Non				50

**COVIDIEN™**  
**Argyle™**  
**Yankauer**  
**Open Tip No Vent**

Yankauer, Open Tip, No Vent  
Yankauer, Extrémité ouverte, sans évènement  
Yankauer, Offene Spitze, ohne Entlüftung  
Yankauer, Punta aperta, senza sfianto  
Yankauer, Punta abierta, sin rejilla  
Yankauer, Öppen spets utan ventil  
Yankauer, Open tip, geen ontlichting  
Yankauer, Ponta aberta, sem respiro  
Yankauer, Avoin kärki, ei ilmareikä  
Yankauer, Åben spids, uden hul  
Yankauer, Άνοικτό άκρο, χωρίς οπή εξαέρωσης  
Yankauer, Otevřený hrot, bez odvzdušnění  
Yankauer, Nyitott vég, légtelenítő nélkül  
Yankauer, С открытым кончиком, без вентиляционного отверстия  
Yankauer, Z otwartym zakończeniem, bez odwietrznika  
Yankauer, Açık Uç, Ventiliz  
Yankauer, Åpen spiss uten luftehull  
Yankauer, Otvorená špička, bez vetráka  
Yankauer, Cu vârf deschis, fără orificiu  
Yankauer, Отворен накрайник без вентилационен отвор

**STERILE EO**

~~LATEX~~

2

~~DEHP~~



Do not use if package is opened or damaged.  
Ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert ou endommagé.  
Bei geöffnetem oder beschädigtem Produktpackung nicht verwenden.  
Non utilizzare se l'imballaggio dell'unità è aperto o danneggiato.

Single use  
ou endommagé.  
Produktpackung nicht verwenden.  
o danneggiato.

CE  
0123

No utilizar si la envoltura está abierta o dañada.  
Använd ej produkten om styckförpackningen är öppnad eller skadad.  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of geopend is.  
Não utilizar se a embalagem que contém a unidade estiver aberta ou danificada.  
Et saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut.  
Må ikke anvendes, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget.  
Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει ανοίξει ή υποστεί ζημιά.  
Produkt nepoužívejte, pokud je balení otevřené nebo poškozené.  
Tilos felhasználni, ha a csomagolás kinyitlt vagy megrsült.  
Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена.  
Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.  
Urünün ambalaj açılmıya ya da hasarlıysa kullanmayın.  
Skal ikke brukes hvis emballagen er åpnet eller skadet.  
Ak je obal otvorený alebo poškodený, produkt nepoužívajte.  
Nu utilizați produsul on cazul on care ambalajul este deschis sau deteriorat.  
Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена.

**REF 8888505115**


© 2011 Covidien. Made in Mexico. Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.  
Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.

53607

**COVIDIEN™**

**Argyle™**  
**Flexible Yankauer**

Regular Capacity, No Vent



**REF 8888501007**

Flexible Yankauer, Regular Capacity, No Vent  
Yankauer flexible, Capacité normale, sans évènement  
Yankauer flexible, Capacidad regular, sin ventila  
Yankauer flexibel, Capacidade regular, sem abertura

**STERILE EO**



Single use

DEHP  
0123

Do not use if unit package is opened or damaged. • Ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert ou endommagé. • Bei geöffnetem oder beschädigtem Produktpackung nicht verwenden. • Non utilizzare se l'imballaggio dell'unità è aperto o danneggiato. • No utilizar si la envoltura está abierta o dañada. • Använd ej produkten om styckförpackningen är öppnad eller skadad. • Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of geopend is. • Não utilizar se a embalagem que contém a unidade estiver aberta ou danificada. • Et saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut. • Må ikke anvendes, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget. • Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει ανοίξει ή υποστεί ζημιά. • Produkt nepoužívejte, pokud je balení otevřené nebo poškozené. • Tilos felhasználni, ha a csomagolás kinyitlt vagy megrsült. • Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена. • Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. • Urünün ambalaj açılmıya ya da hasarlıysa kullanmayın. • Skal ikke brukes hvis emballagen er åpnet eller skadet. • Ak je obal otvorený alebo poškodený, produkt nepoužívajte. • Nu utilizați produsul on cazul on care ambalajul este deschis sau deteriorat. • Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена.

© 2011 Covidien.  
Made in Ireland. Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.  
Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.  
102921

## 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

**Composition :**

Polychlorure de Vinyle à Usage Médical.

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Présence de PVC
- ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation

**Dispositifs et accessoires associés à lister.** (en cas de consommables captifs notamment) N/A

**2.9 Domaine - Indications :**

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Chirurgie

Indications (selon liste Europharmat) : Aspiration chirurgicale

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »

**3. Procédé de stérilisation :**

**DM stérile :** OUI

**Mode de stérilisation du dispositif :** Oxyde d'Ethylène

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu.

**4. Conditions de conservation et de stockage**

Conditions normales de conservation & de stockage : Conditions normales

Précautions particulières : Ne pas utiliser si l'emballage est abimé

Durée de la validité du produit : 60 mois

Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.

**5. Sécurité d'utilisation**

**5.1 Sécurité technique :** le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information.

Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radiodétectabilité ?

**5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :**

**6. Conseils d'utilisation**

**6.1 Mode d'emploi :**

Canule d'aspiration chirurgicale à connecter à une tubulure stérile.

**6.2 Indications :** (destination marquage CE) **Canule d'aspiration chirurgicale**

**6.3 Précautions d'emploi :** Ne pas utiliser si l'emballage a été abimé.

**6.4 Contre- Indications :**

Absolues et relatives. Se reporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)

**7. Informations complémentaires sur le produit**

**Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge,**

	<p><b>plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</b></p> <p>Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.</p>
--	--

<b>8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)</li><li>✓ Brochure</li><li>✓ Notice d'utilisation</li></ul>