



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux  
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
www.medline.eu/fr



## Fiche technique

# Humidificateurs Aquapak® avec adaptateurs

Eau stérile AQUAPAK avec adaptateur pour humidification						
Référence	Volume	Configuration	Soupape de décompression	Type de connexion	Comprend	Unités / carton
400340	340 ml	Eau stérile	Oui	connexion américaine	400040	20
400640	650 ml	Eau stérile	Oui	connexion américaine	400040	10
003-40F	340 ml	Eau stérile	Oui	connexion française	000-40F	20
006-40F	650 ml	Eau stérile	Oui	connexion française	000-40F	10

**Description**

**Matière(s) Principale(s)**

**Conditionnement**

**Emballage**

**Fabricant**

**Réglementation**

Flacon d'eau stérile, avec adaptateur. L'adaptateur se fixe sur le flacon, pour ensuite être fixé sur le débitmètre. L'humidificateur à oxygène est prêt à être utilisé. La connexion entre l'adaptateur et le flacon maintient l'intégrité du système clos pendant la procédure.

**Caractéristiques de l'eau stérile Aquapak :** 1 x Distillée, dé-ionisée, dé-chlorée, double filtre via le filtre Millipore, apyrogène, norme de qualité USP.  
Méthode de stérilisation de l'eau : traitement aseptique (A)

Adaptateurs Aquapak : sont disponibles en 2 versions et permettent une connexion directe au débitmètre :  
- 9/16 pouce (International)  
- 12/125 pouces (française)  
Méthode de stérilisation des adaptateurs : rayons (R)

Réservoir  
Flacon Polypropylène  
Agent : Eau distillée, stérile, conforme à l'USP

Percuteur : Polymère à base d'acrylique ou de polystyrène  
Adaptateur : Polypropylène  
Valve : Silicone

Veuillez vous référer au tableau

Sachet contenant l'adaptateur : Tyvek  
Sachet externe: Sachet en polyéthylène (PE)

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, Etats-Unis – EN ISO 13485

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_Humidificateurs Aquapak avec adaptateurs\_FR01

Révision : 5  
Titre du document: FINT.441 - Technical  
Numéro de document: EU1-00004-F-