

Compresse Gaze 7,5X7,5Cm 8 Plis 17 Fils Stérile Par 2 Se

Date d'édition : 16/04/2021

Date de dernière mise à jour : 06/04/2021

1 Renseignements administratifs concernant l'entreprise

1.1	Nom : RAFFIN MEDICAL	Tél. : 04 37 58 10 10
1.2	Adresse : 746 route de Sarcey 69490 Saint Romain de Popey France	Fax : 04 74 26 83 60 Email : adv@raffin-medical.com Site : www.raffin-medical.com
1.3	Correspondant matériovigilance : Delphine LOKOSSI Responsable Assurance Qualité	Tél. : 04 37 58 10 02 Fax : 04 74 26 83 60 Email : product.complaint@raffin-medical.com

2. Informations sur le dispositif ou l'équipement

2.1	Dénomination commune selon la nomenclature Euro-Pharmat : Compresse gaze chirurgicale	
2.2	Dénomination commerciale : Compresse gaze 7,5x7,5cm 8 plis 17 fils stérile par 2 SE	
2.3	Code nomenclature Cladimed : F51EA01	
2.4	Code LPPR (ex TIPS) si applicable :	
2.5	Règle du DM : 7, cas général	Classe du DM : IIa
	Normes applicables : Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485	
	N° organisme notifié : 0197	
	Date de première mise sur le marché dans l'UE : 31/12/2008	
	Fabricant : V-MEDICAL	
2.6	Descriptif du dispositif : Compresse gaze 7,5x7,5cm 8 plis 17 fils stérile par 2 SE	
2.7	Référence catalogue : 011034	
	Trousse : Non	
	UCD (Unité de Commande) : Le sachet	
	CDT (Multiple de l'UCD) : 12x50	
	QML (Quantité Minimale de Livraison) : 600	
2.8	Composition du dispositif et accessoires	
	Principaux composants et matériaux : 100% coton Emballage primaire: papier 60g/m ² - polypropylène 100g/m ²	

Présence de latex : Non

Présence de BPA :

Présence de DBP/BBP/DIPP/DEHP : Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique :

2.9 Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat)

Domaines : Dispositif adapté à la réalisation d'une antiseptie ou d'une détertion, à l'absorption des exsudats et du sang ou à la couverture d'une plaie.

3. Procédés de stérilisation

Produit stérile : Oui

Mode de stérilisation : Oxyde d'éthylène

4. Conditions de conservation

Conditions normales de conservation et de stockage :

A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.

Précautions particulières : Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Durée de validité du produit : Se référer à l'étiquetage du produit

Présence d'indicateurs de température : Non

5. Sécurité d'utilisation

5.1 **Sécurité technique :** Se référer aux conseils d'utilisation

5.2 **Sécurité biologique :** N.A.

6. Conseils d'utilisation

6.1 **Performance :** Ce dispositif peut être utilisé pour réaliser une antiseptie/détertion, couvrir une plaie, absorber des exsudats et du sang. Dans le cadre d'une utilisation invasive, l'emploi de compresses radiodétectables est toutefois préférable.

6.2 **Destination :** Dispositif adapté à la réalisation d'une antiseptie ou d'une détertion, à l'absorption des exsudats et du sang ou à la couverture d'une plaie.

6.3 **Précautions d'emploi :** Vérifier le nombre de composants avant utilisation.
En cas d'utilisation invasive :
Lors de son utilisation la compresse peut être dépliée plusieurs fois sans atteindre les bords coupés apparents.

6.4 **Contre-indications :** Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.

7. Informations complémentaires sur le produit

Nombre de fils: 17
Dimensions dépliées: 18cm x 30cm ± 2cm
Dimensions pliées: 7,5cm x 7,5cm ± 1cm
Masse: 23g/m² ± 0,5g/m²
Poids unitaire: 1,2g ± 0,2g
Capacité d'absorption: >= 10g/g
Couleur: blanc
Degré de blanc: >= 80°
pH: 5,0-8,0
Fluorescence: n.a.
Temps d'immersion <= 10 sec
Substances tensioactives: <= 2mm
Substances solubles à l'éther: < 0,5%
Substances solubles à l'eau: < 0,5%
Amidon et dextrine: n.a.
Cendres sulphuriques: < 0,4%
Humidité: < 8%
Duitage - chaîne: 100±5/10cm
Duitage - trame 10cm: 70±4/10cm
Charge minimale de rupture - chaîne: >= 50N/5cm
Charge minimale de rupture - trame: >= 30N/5cm
Bioburden: < 100cfu/g

8. Documents annexés au dossier DM

9. Images (photos, étiquettes...)

