

076907

SET BASIC ENTRETIEN PANSEMENT
INDICATION

Nécessaire de soins préconisé pour la pose et le renouvellement de pansements.

CARACTÉRISTIQUE

| RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT | UNITÉ PAR CARTON | TAILLE DU CARTON |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 076907 | Sachet | 40 | 38,8 x 38,7 x 26,9 cm |

CODE GTIN

GTIN SET : 3701556402085

GTIN CARTON : 3701556402078

COMPOSITION DU SET

- 2 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Paire de gants Nitrile manchette retournées - Taille 7/8
- 1 Champ de table enveloppant ouate 37,5 x 45 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile manchette retournées - Taille 7/8
- 1 Champ patient Ouate fenêtré 8 cm excentrée 45 x 50 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bouchon Luer Lock Blanc
- 1 Plaque de 2 bandelettes micropore
- 1 Pansement film 12 x 14 cm

1 VALVE BIDIRECTIONNELLE À PRESSION POSITIVE - CLASSE IIa

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
Température de stockage entre 5° et 40° C.
Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

| | |
|-------------------------------------|---|
| NOM | Innoset |
| LIEU DE L'ASSEMBLAGE | ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS |
| SIÈGE SOCIAL | 75 rue Cuvier - 69006 LYON |
| CERTIFICAT QUALITÉ | NF EN ISO 13485 :2016 |
| RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE | UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III |
| RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE | qualite@innoset.com |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.