

Poches à glace pour la thérapie par le froid

Date de parution 27-07-2020

USAGE PRÉCONISÉ

La poche à glace est conçue pour garantir une thérapie par le froid sec. Elle est utilisée pour offrir un bien-être et un confort maximum pour le patient.

MATÉRIAU

Couche externe : tissu non tissé lisse exempt d'agent de blanchiment.
Couche médiane : tissu non tissé imperméable. Couche interne : sac en polyéthylène imperméable. Sangles de fixation : tissu 100 % polyester.
Clamp : polypropylène

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

	Conditionnement	Total/carton
1031600B	25/boîte 2 boîtes/carton	50
1031700C	25/boîte 2 boîtes/carton	50

Durée limite de stockage	5 années
Consignes de stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

POIDS

1031600B – Petit modèle : 22 g 1031700C – Grand modèle : 28 g

DIMENSIONS GLOBALES

1031600B – Petit modèle : 35 x 13,5 cm 1031700C – Grand modèle : 36 x 18,5 cm

RÉFÉRENCE PRODUIT

1031600B 1031700C	Poches à glace pour la thérapie par le froid – Non Stériles
------------------------------------	---

TRAÇABILITÉ DU LOT

Oui

RÉUTILISATION

Produit jetable

NETTOYAGE

Sans objet

MÉTHODE DE STÉRILISATION

Sans objet

RESTÉRILISATION

Sans objet

MARQUAGE CE

CE Classification: Classe I, non stérile

NUMÉRO DE BREVET

Sans objet

ENREGISTREMENT DU DISPOSITIF MÉDICAL

Classification CND : M9001 Numéro d'enregistrement : 1523281/R

NORMES DE FABRICATION ET DE SÉCURITÉ

Normes de fabrication	EN ISO 13485:2012 ISO 13485:2003
------------------------------	-------------------------------------

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V (European Headquarters)

Riverside Business Park, Block J
Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium
• Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu