



ATTACHE DE MEMBRE ADULTE À OUVERTURE RAPIDE

PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES PATIENTS CONTRE LES MOUVEMENTS SOUDAINS

Les stratégies d'immobilisation sont utilisées dans les situations d'urgence et lorsque le patient doit être maintenu immobile de manière sécurisée afin d'éviter des mouvements soudains.

Les attaches de membres sont indiquées chez les patients qui perturbent le traitement médical et/ou se blessent ou blessent les autres.

Le médecin ou le praticien indépendant détermine si une attache de membre est indiquée, le type d'attache nécessaire ainsi que la durée et la fréquence d'utilisation.

Les attaches de membres sont dotées d'un rembourrage doux et de longues sangles de fixation. Le produit est 100 % en polyester non tissé, à l'intérieur comme à l'extérieur.

RÉFÉRENCE PRODUIT

1090110D	Attache de membre adulte à ouverture rapide - Non Stérile
----------	---

CARACTÉRISTIQUES DE L'ATTACHE DE MEMBRE ADULTE

- . Douceur
- . Légèreté
- . Grande résistance, favorise une bonne circulation sanguine
- . Perméabilité à l'air : évite les irritations cutanées, la surchauffe, la moiteur et la macération
- . Design anatomique : garantit un alignement parfait avec le membre, placée directement sur le poignet ou la cheville, sécurité et confort pour le patient
- . Sangles extra longues : les longues sangles permettent la contention du patient, l'attache de membre pouvant être fixée à l'encadrement du lit ou au fauteuil roulant
- . Utile : mise en œuvre simple, peu d'entretien
- . Gain de temps pour le personnel infirmier
- . Usage réservé à un seul patient : une paire par patient pour éviter le risque de contamination croisée
- . Sans latex

Les dispositifs SANDEL offrent des solutions rentables pour préserver la santé des professionnels et des patients.

Ref-34776-20200727

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V (European Headquarters)

Riverside Business Park, Block J

Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium

• Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Attache de membre adulte à ouverture rapide

Date de parution 27-07-2020

USAGE PRÉCONISÉ

L'attache de membre adulte est conçue pour maintenir les poignets ou les chevilles des patients agités dans les services d'urgence, de soins intensifs, en gériatrie ... pour éviter les mouvements incontrôlés.

MATÉRIAU

Non tissé 100 % polyester à l'intérieur et à l'extérieur
Mousse en polyuréthane
Fermetures Velcro™ ajustables
Sangles en non tissé 100 % polyester

ENREGISTREMENT DU DISPOSITIF MÉDICAL

Classification CND : M030599
Numéro d'enregistrement : 114896

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	30/boîte 2 boîtes/carton
Total/carton	60
Durée limite de stockage	5 années
Consignes de stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES DE FABRICATION ET DE SÉCURITÉ

Normes de fabrication	EN ISO 13485:2012 ISO 13485
-----------------------	--------------------------------

POIDS

18 g

DIMENSIONS GLOBALES

168 cm x 7.5 cm

RÉFÉRENCE PRODUIT

1090110D	Attache de membre adulte à ouverture rapide - Non Stérile
----------	---

TRAÇABILITÉ DU LOT

Oui

RÉUTILISATION

Produit jetable

NETTOYAGE

Sans objet

MÉTHODE DE STÉRILISATION

Sans objet

RESTÉRILISATION

Sans objet

MARQUAGE CE

CE Classification: Classe I, non sterile

ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V (European Headquarters)

Riverside Business Park, Block J
Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium
• Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu