

SANDEL® ERGOPLUS ANTI-FATIGUE MATS

DISPOSITIFS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Usage Préconisé	Les tapis antifatigue ErgoPlus sont conçus pour soulager la contrainte physique exercée sur les muscles et les articulations lors des stations debout prolongées. Les tapis ErgoPlus sont résistants aux liquides et aux taches.	
Matériau	Mousse biologique de polyuréthane à peau intégrale Otto Bock Bolasto F280-RH004	
Poids	2317-P	2332-P
	0.52 kg	2.14 kg
Dimensions Globales (pouce)	2317-P	2332-P
	~ 33 x 43 cm	~ 51 x 81 cm

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

	Type	Conditionnement	Total/carton
2317-P	Tapis antifatigue	5/carton	5
2332-P		4/carton	4

NORMES DE FABRICATION ET SECURITE

Traçabilité Du Lot	Oui
Réutilisation	Oui
Nettoyage	Il est recommandé d'utiliser un désinfectant/détergent à base d'ammonium quaternaire (ou tout autre agent nettoyant de composition similaire), en respectant les consignes de dilution et d'application spécifiques au produit. NE PAS APPLIQUER de liquide nettoie-vitres, d'acétone ou d'alcool.
Méthode De Stérilisation	Sans objet
Restérilisation	Sans objet
Marquage CE	Sans objet



RÉFÉRENCE PRODUIT

Non stérile	
2317-P	2332-P

➔ **Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.**

Amérique du Nord

Tél. : (866) 764-3327
E-mail : sandel-cs@ansell.com
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes

Tél. : +52 (442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : + 55 11 3356 3100
E-mail (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Tél. : +32 (0)2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique

Tél. : +603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com
Tél. (Japon) : +813 5549 8151
E-mail (Japon) : info.medical.jp@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande

Tél. : +61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com